

SDS-PAGE电泳缓冲液 10X

货号：BN20116

规格：500ml

保存：室温保存，有效期1年。

产品简介： Biorigin 生产的 10×Tris-甘氨酸电泳缓冲液是用于蛋白变性聚丙烯酰胺凝胶电泳实验（SDS-PAGE）中的缓冲试剂。本产品按常规方法配制而成，为 10×浓缩液，便于储存、操作简便。

组份浓度：250mM Tris , 1.92 M Glycine , 1% (W/V) SDS

使用说明：

本产品为 10×浓缩液，临用前稀释成 1×工作浓度：取 100ml 的 10×Tris-甘氨酸电泳缓冲液，加入蒸馏水或去离子水定容至 1000 ml 混匀。

注意事项：

1. 本产品为高倍浓缩液，环境温度较低时可能会有结晶析出，可加热助溶，待溶解完全后再行稀释使用；密封保存，防止污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴手套操作。